

Klinik \_\_\_\_\_


Kd.-Nr. \_\_\_\_\_ Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_


Straße \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

PLZ/Stadt \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

 Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50


 Medicon eG · Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen · Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0 · sales@medicon.de · www.medicon.de · Germany

**MINI**

**Epiplating Titanium Platten System**


**MINI**

### Titan-Platte für Augenepithese




Artikelnummer	Plattenstärke	Maß  — a —	Hinweis	Bestellmenge
68.80.30	1,0 mm	38 mm	--	

### Titan-Platte für Nasenepithese




Artikelnummer	Plattenstärke	Maß  — a —	Hinweis	Bestellmenge
68.80.31	1,0 mm	26 mm	--	

### Titan-Platte für Universal-Epithese



Artikelnummer	Plattenstärke	Maß  — a —	Hinweis	Bestellmenge
68.80.34	1,0 mm	18,5 mm	--	


### Titan-Platte für Ohrephithese



Artikelnummer	Plattenstärke	Maß  — a —	Hinweis	Bestellmenge
68.80.32	1,0 mm	36,5 mm	--	

68.80.40	1,0 mm	39,8 mm	--	
----------	--------	---------	----	--

### Titan-Platte für Mittelgesicht, Auge und Nase



Artikelnummer	Plattenstärke	Maß  — a —	Hinweis	Bestellmenge
68.80.35	1,0 mm	115 mm	--	

68.80.66	1,0 mm	64 mm	--	
----------	--------	-------	----	--

### Abdeckschraube für Epithesenplatten




Artikelnummer	Maß  — a —	Maß  — b —	Packungsgröße	Bestellmenge
68.80.41	--	--	P/5	

### Heilungskappe für Basispfosten




Artikelnummer	Maß  — a —	Maß  — b —	Packungsgröße	Bestellmenge
68.80.48	3,7 mm	5,1 mm	P/5	

### Basispfosten für Epithesenplatten



Artikelnummer	Maß  — a —	Maß  — b —	Durchmesser	Bestellmenge
68.80.45	2,5 mm	4,5 mm	4,8 mm	
68.80.55	3,5 mm	5,5 mm	4,8 mm	
68.80.56	4,5 mm	6,5 mm	4,8 mm	
68.80.70	6,0 mm	8,0 mm	4,8 mm	
68.80.71	8,0 mm	10,0 mm	4,8 mm	
68.80.72	10,0 mm	12,0 mm	4,8 mm	

### Titan-Platte für Hörhilfe



Artikelnummer	Plattenstärke	Maß  — a —	Hinweis	Bestellmenge
68.80.52	1,0 mm	18,5 mm	--	


### Heilkappe für Magneteinsätze

68.80.68 und 68.80.69 zum Aufstecken auf Magnete



Artikelnummer	Maß  — a —	Durchmesser	Packungsgröße	Bestellmenge
68.80.49	7,4 mm	8,5 mm	P/2	

### Magneteinsatz



Artikelnummer	Maß  — a —	Maß  — b —	Gewinde	Bestellmenge
68.80.68 für Epithesenplatten	2,6 mm	4,8 mm	M2,5	
68.80.69 für Basispfosten	2,6 mm	4,8 mm	M1,8	

Klinik \_\_\_\_\_


Kd.-Nr. \_\_\_\_\_ Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_


Straße \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

PLZ/Stadt \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

 Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50

 Medicon eG · Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen · Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0 · sales@medicon.de · www.medicon.de · Germany


**MINI**

**Epiplating Titanium Platten System**

**MINI**

### Ti-Kreuzschlitzschraube

selbstschneidend



Artikelnummer	Durchmesser	Länge	Packungsgröße	Bestellmenge
68.94.00A	2,0 mm	4,0 mm	P/10	
68.94.01A	2,0 mm	5,5 mm	P/10	
68.94.02A	2,0 mm	7,0 mm	P/10	

### Ti-Emergency Kreuzschlitzschraube

selbstschneidend




Artikelnummer	Durchmesser	Länge	Packungsgröße	Bestellmenge
68.94.09A	2,3 mm	5,5 mm	P/10	
68.94.10A	2,3 mm	7,0 mm	P/10	

**Optional**

### „POWER GRIP“

Schraubendreher mit Schraubendreherklinge



75.23.98A

75.24.01

Artikelnummer	Bestellmenge	Artikelnummer	Bestellmenge
75.23.98A		75.24.01	

### Spiralbohrer



Ø 1,1 mm

Artikelnummer	Maß  — a —	Maß  — b —	Bestellmenge
68.78.00	42,0 mm	4,0 mm	
68.78.02	44,0 mm	5,0 mm	
68.76.64	44,0 mm	7,0 mm	